

# Chemistry Practical Book

Class 12

Dr Gaurav Singh

12/10/23

## प्रस्तावना

आपका स्वागत है रसायन विज्ञान के चमत्कारी विश्व में, एक क्षेत्र में जो पदार्थ और ऊर्जा के रहस्यों को खोलता है, हमें अनुपम समझ प्रदान करता है कि हमारे ब्रह्मांड की निर्माणात्मक तत्वों की बहुत विचित्रता में। चाहे आप एक अनुभवी छात्र हों जो एक शैक्षणिक यात्रा पर प्रस्थान कर रहा है या एक जिज्ञासु पाठक हों जो विज्ञान के आश्चर्यों को अन्वेषण कर रहा है, यह पुस्तक रसायन की जटिलताओं और आश्चर्यों को सुलझाने में आपका साथी बनने का उद्देश्य रखती है।

रसायन निर्धारित नहीं केवल एक विषय हैय यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे हम पदार्थों और ऊर्जा के जटिल नृत्य को देखते हैं, जो हमें हमारे ब्रह्मांड के स्वभावी निर्माणात्मक तत्वों की बहुत रचना की समझ प्रदान करते हैं। जो भी आपके सामने है, इस पुस्तक में हम रसायन की मौलिक सिद्धांतों, विविध प्रतिक्रियाओं और आकर्षक अनुप्रयोगों के माध्यम से यात्रा करेंगे जो रसायन के क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। रासायनिक समीकरणों की शानदारता से लेकर समय के सच्चाईयों में मौजूद संरचनाओं के अनुप्रयोगों तक, यह पुस्तक रसायन की जटिलताओं को पहुंचाना सरल और रोमांचक बनाने का प्रयास करती है।

इस पुस्तक का लक्ष्य एक बड़े दर्शक क्षेत्र को पूरी तरह से समझने की दिशा में आपको सीधा करना है – पहली बार विषय में डूब रहे छात्रों से लेकर जो मौजूदा विषय में एक रिक्रेश कर रहे पेशेवरों तक। सामग्री को सीधे तथा अध्ययनरत रूप से श्रुति सुनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

S.R	Experiment	Practical Date	Submitted Date	Remark
1	दिए गए लवण मे अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।	8/8/2023	10/8/2023	
2	दिए गए लवण मे अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।	28/8/2023	31/8/2023	
3	दिए गए लवण मे अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।	11/9/2023	14/9/2023	
4	दिए गए लवण मे अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।	27/9/2023	29/9/2023	
5	दिए गए लवण मे अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।	4/10/2023	6/10/2023	
6	दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना।	17/10/2023	19/10/2023	
7	दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना।	2/11/2023	3/11/2023	
8	दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना।	16/11/2023	18/11/2023	
9	क्रिस्टलीय ऑक्सेलिक अम्ल का $\frac{N}{10}$ नार्मलता का विलयन बनाइये, तथा इसकी सहायता से दिये गये अज्ञात सान्द्रता के पोटैशियम परमैंगनेट ( $KMnO_4$ ) विलयन की नार्मलता तथा सान्द्रता ग्राम प्रति लीटर मे ज्ञात करो।	12/12/2023	16/12/2023	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

प्रयोग संख्या- 1

उद्देश्य(Object): दिए गए लवण में अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।

उपकरण (Apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
	<b>अम्लीय मूलक का परीक्षण</b>		
1	लवण + तनु $H_2SO_4$	कोई क्रिया नहीं होती	दुर्बल समूह अनुपस्थित
2	लवण को सान्द्र $H_2SO_4$ मिलाकर हल्का गर्म करने पर	हल्के लाल-भूरे रंग की तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस मुक्त होती है।	$NO_3^-$ (नाइट्रेट) हो सकता है।
3	सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में $FeSO_4$ का ताजा विलयन मिलाकर बिना हिलाएँ 2-4 बूँदे सान्द्र $H_2SO_4$ की परखनली की दीवार के सहारे मिलाने पर	दो द्रवों के मध्य लाल भूरे रंग की वलय प्राप्त होती है।	$NO_3^-$ (नाइट्रेट) निश्चित है।
	<b>क्षारीय मूलक का परीक्षण</b>		
1	लवण में $NaOH$ डालकर गर्म करने पर	परखनली में $NH_3$ की गंध वाली गैस नहीं निकलती है तथा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है।	शून्य समूह अनुपस्थित।
2	लवण के मूल विलयन में तनु $HCl$ मिलाने पर	सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है।	प्रथम समूह उपस्थित $Pb^{2+}$ , $Hg^{2+}$ , $Ag^{2+}$ हो सकता है।
3	प्रथम समूह से प्राप्त सफेद अवक्षेप को गर्म जल में विलेय करने पर	अवक्षेप विलेय हो जाता है तथा ठण्डा होने पर पुनः परखनली की सतह पर बैठ जाता है।	$Hg^{2+}$ , $Ag^{2+}$ अनुपस्थित, $Pb^{2+}$ (लेड आयन) हो सकता है।
	<b>निश्चयात्मक परीक्षण</b>		
4	उपयुक्त विलयन के दो भाग करने पर		
	(i) प्रथम भाग + $K_2Cr_2O_7$ का विलयन	पीला अवक्षेप प्राप्त होता है।	$Pb^{2+}$ (लेड आयन) निश्चित
	(ii) दूसरा भाग + $KI$ का विलयन	पीला अवक्षेप प्राप्त होता है।	$Pb^{2+}$ (लेड आयन) निश्चित

परिणाम : - दिए गए लवण में अम्लीय मूलक  $NO_3^-$  तथा क्षारीय मूलक  $Pb^{2+}$  उपस्थित है।

प्रयोग संख्या- 2

उद्देश्य(Object): दिए गए लवण में अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।

उपकरण (Apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
<b>अम्लीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण + तनु $H_2SO_4$	कोई क्रिया नहीं होती	दुर्बल समूह अनुपस्थित
2	लवण + सान्द्र $H_2SO_4$	कोई क्रिया नहीं होती	प्रबल समूह अनुपस्थित
3	सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष + तनु HCl और उदासीन $BaCl_2$ विलयन	सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है।	सामान्य समूह उपस्थित $SO_4^{2-}$ (सल्फेट) हो सकता है।
4	प्राप्त सफेद अवक्षेप को सान्द्र $HNO_3$ + सान्द्र HCl में घोलने पर	सफेद अवक्षेप अविलेय रहता है।	$SO_4^{2-}$ (सल्फेट) निश्चित है।
<b>क्षारीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण में NaOH डालकर गर्म करने पर	परखनली में $NH_3$ की गंध वाली गैस निकलती है।	शून्य समूह अनुपस्थित।
2	लवण के मूल विलयन में तनु HCl मिलाने पर	कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।	प्रथम समूह अनुपस्थित है।
3	प्रथम समूह से प्राप्त विलयन में $H_2S$ गैस प्रवाहित करने पर	कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।	द्वितीय समूह का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता अनुपस्थित है।
4	द्वितीय समूह से प्राप्त विलयन को उबालकर $H_2S$ गैस निष्कासित करने पर		
5	परखनली के मुँह पर $(CH_3COO)_2Pb$ (लेड ऐसिटेट) से भीगा फिल्टर पेपर ले जाने पर	फिल्टर पेपर चमकीला काला नहीं होता है।	$H_2S$ गैस निष्कासित करने पर
6	$H_2S$ रहित विलयन में सान्द्र $HNO_3$ की 2-4 बूँदे मिलाकर उबालने के पश्चात् ठोस $NH_4Cl$ डालकर गर्म करके फिर ठण्डा विलयन में $NH_4OH$ को अधिकाय में मिलाने पर	लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है।	तृतीय समूह उपस्थित है। $Fe^{3+}$ (आयरन आयन) हो सकता है।
<b>निश्चयात्मक परीक्षण</b>			
7	उक्त लाल भूरे अवक्षेप को तनु HCl में धोकर प्राप्त विलयन के दो भाग करने पर		
	(1) प्रथम भाग + KCNS का विलयन	गहरा लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है।	$Fe^{3+}$ (आयरन आयन) निश्चित
	(2) दूसरा भाग + $KCl[Fe(CN)]_6$ का विलयन	गहरा नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है।	$Fe^{3+}$ (आयरन आयन) निश्चित

परिणाम : - दिए गए लवण में अम्लीय मूलक  $SO_4^{2-}$  तथा क्षारीय मूलक  $Fe^{3+}$  उपस्थित है।

प्रयोग संख्या- 3

उद्देश्य(Object): दिए गए लवण में अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।

उपकरण (apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
<b>अम्लीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण + तनु $H_2SO_4$	कोई क्रिया नहीं होती	दुर्बल समूह अनुपस्थित
2	लवण + सान्द्र $H_2SO_4$	कोई क्रिया नहीं होती	प्रबल समूह अनुपस्थित
3	सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष + तनु HCl और उदासीन $BaCl_2$ विलयन	सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है।	सामान्य समूह उपस्थित $SO_4^{2-}$ (सल्फेट) हो सकता है।
4	प्राप्त सफेद अवक्षेप को सान्द्र $HNO_3$ + सान्द्र HCl में घोलने पर	सफेद अवक्षेप अविलेय रहता है।	$SO_4^{2-}$ (सल्फेट) निश्चित है।
<b>क्षारीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण में NaOH डालकर गर्म करने पर	परखनली में $NH_3$ की गंध वाली गैस निकलती है।	शून्य समूह अनुपस्थित।
2	लवण के मूल विलयन में तनु HCl मिलाने पर	कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।	प्रथम समूह अनुपस्थित है।
3	प्रथम समूह से प्राप्त विलयन में $H_2S$ गैस प्रवाहित करने पर	कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।	द्वितीय समूह का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता अनुपस्थित है।
4	द्वितीय समूह से प्राप्त विलयन को उबालकर $H_2S$ गैस निष्कासित करने पर	कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।	चतुर्थ समूह अनुपस्थित है।
5	उपरोक्त विलयन को उबालकर $H_2S$ गैस निष्कासित करके $NH_3$ की गंध आने तक $NH_4OH$ विलयन तथा $NH_4$ मिलाने पर	सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है।	पंचम समूह उपस्थित $Ba^{2+}$ या $Sr^{2+}$ या $Ca^{2+}$ मूलक हो सकता है।
6	<b>निश्चयात्मक परीक्षण</b>		
	उक्त अवक्षेप को छानकर जल तनु $CH_3COOH$ में घोलकर प्राप्त विलयन को तीन भाग करने पर		
	1. प्रथम भाग + $K_2Cr_2O_7$ का विलयन	कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।	$Ba^{2+}$ (बेरियम आयन) अनुपस्थित है।
	2. दूसरा भाग + $(NH_4)_2SO_4$ का विलयन	कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।	$Sr^{2+}$ (सेरियम आयन) अनुपस्थित है।
	3. तीसरा भाग + $(NH_4)_2C_2O_4$ का विलयन	सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है।	$Ca^{2+}$ (कैल्शियम आयन) निश्चित।
7	शुष्क परीक्षण:- ज्वाला परीक्षण करने पर	अस्थायी ईट जैसी संरचना प्राप्त होती है।	$Ca^{2+}$ (कैल्शियम आयन) निश्चित।

परिणाम : - दिए गए लवण में अम्लीय मूलक  $SO_4^{2-}$  तथा क्षारीय मूलक  $Ca^{2+}$  उपस्थित है।

प्रयोग संख्या- 4

उद्देश्य(Object): दिए गए लवण में अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।

उपकरण (Apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
<b>अम्लीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण + तनु $H_2SO_4 + \Delta$	सिरके जैसी गंध आती है।	$CH_3COO^-$ मूलक हो सकता है।
2	$(COOH)_2 + (CH_3COO)_2Pb$ (लेड ऐसिटेट) + लवण को हाथ में लेकर 2-4 बूंदें जल डालकर मलने पर	सिरके जैसी गंध आती है।	$CH_3COO^-$ मूलक निश्चित है।
3	लवण की कुछ मात्रा को जल के साथ गर्म करके उसे छानकर उसमें उदासीन $FeCl_3$ विलयन मिलाने पर	फेरिक ऐसिटेट का गहरा लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, जो गर्म करने पर भूरा अवक्षेप बनाता है।	$CH_3COO^-$ मूलक निश्चित है।
<b>क्षारीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण में $NaOH$ डालकर गर्म करने पर	परखनली में $NH_3$ की गंध वाली गैस निकलती है।	शून्य समूह अनुपस्थित।
2	टेस्ट ट्यूब के मुख पर सान्द्र $HCl$ से भीगी छड़ ले जाने पर	टेस्ट ट्यूब के मुख पर सफेद धूम्र प्राप्त होता है।	$NH_4^+$ मूलक निश्चित है।
3	उपरोक्त टेस्ट ट्यूब के मुख पर नेसलर अभिकर्मक ( $K_2[HgI_4]$ ) से भीगा फिल्टर पेपर ले जाने पर	फिल्टर पेपर का रंग लाल हो जाता है।	$NH_4^+$ मूलक निश्चित है।

परिणाम : - दिए गए लवण में अम्लीय मूलक  $CH_3COO^-$  तथा क्षारीय मूलक  $NH_4^+$  उपस्थित है।

प्रयोग संख्या- 5

उद्देश्य(Object): दिए गए लवण में अम्लीय मूलक (ऋणात्मक) तथा क्षारीय मूलक (धनात्मक) की पहचान करना।

उपकरण (Apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
<b>अम्लीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण + तनु $H_2SO_4 + \Delta$	तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गैस मुक्त होती है।	$CO_3^{2-}$ मूलक हो सकता है।
2	टेस्ट ट्यूब से निकली गैस की चूने के पानी में प्रवाहित करने पर	चूने का पानी दूधिया हो जाता है।	—
3	निष्कासित गैस को अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित करने पर	चूने का पानी का दूधियापन समाप्त हो जाता है।	$CO_3^{2-}$ मूलक निश्चित है।
<b>क्षारीय मूलक का परीक्षण</b>			
1	लवण में NaOH डालकर गर्म करने पर	परखनली में $NH_3$ की गंध वाली गैस निकलती है।	शून्य समूह अनुपस्थित।
2	टेस्ट ट्यूब के मुख पर सान्द्र HCl से भीगी छड़ ले जाने पर	टेस्ट ट्यूब के मुख पर सफेद धूम्र प्राप्त होता है।	$NH_4^+$ मूलक निश्चित है।
3	उपरोक्त टेस्ट ट्यूब के मुख पर नेसलर अभिकर्मक ( $K_2[HgI_4]$ ) से भीगा फिल्टर पेपर ले जाने पर	फिल्टर पेपर का रंग लाल हो जाता है।	$NH_4^+$ मूलक निश्चित है।

परिणाम : — दिए गए लवण में अम्लीय मूलक  $CO_3^{2-}$  तथा क्षारीय मूलक  $NH_4^+$  उपस्थित है।


प्रयोग संख्या- 6

उद्देश्य(Object): दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना।


उपकरण (Apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, इग्नीशन ट्यूब, त्रिपाद आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
	<b>लिटमस पेपर परीक्षण</b>		
1	कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में क्रमशः लाल व नीला लिटमस पेपर विलयन में डूबने पर	लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन नहीं हुआ।	कार्बनिक यौगिक उदासीन है।
	<b>ज्वलनशीलता-</b>		
2	कॉपर के तार पर कार्बनिक यौगिक को लगाकर ज्वाला में ले जाने पर	कार्बनिक यौगिक धुम्ररहित नीली ज्वाला के साथ जलता है।	दिया गया कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है।

**ईस्टर टेस्ट**



सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट:-




**क्रियात्मक समूह परीक्षण**

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
----------	--------	----------	----------


**सोडियम टेस्ट**

1	कार्बनिक यौगिक में Na का छोटा टुकड़ा डालने पर	तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस निकलती है।	एल्कोहॉलिक हाइड्रॉक्साइड समूह (-OH) उपस्थित हो सकता है।
---	---	---------------------------------------	---




**ईस्टर टेस्ट**

1	कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में एसीटिक अम्ल मिलाकर उसमें कुछ बूंदे सान्द्र H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> डालकर गर्म करने पर	फलो जैसी गंध प्राप्त हुई।	एल्कोहॉलिक हाइड्रॉक्साइड समूह (-OH) निश्चित है।
---	---	---------------------------	---



सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट:-

1	कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन + सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का विलयन	विलयन का रंग लाल हो जाता है।	एल्कोहॉलिक हाइड्रॉक्साइड समूह (-OH) निश्चित है।
---	--	------------------------------	---



परिणाम : - दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक एल्कोहॉलिक हाइड्रॉक्साइड समूह (-OH) है।

प्रयोग संख्या- 7

उद्देश्य(Object): दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना।

उपकरण (Apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, इग्नीशन ट्यूब, त्रिपाद आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
	<b>लिटमस पेपर परीक्षण</b>		
1	कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में नीला लिटमस पेपर विलयन में डूबने पर	लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है।	कार्बनिक यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। यह (-COOH) या फिनॉलिक (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -OH) हो सकता है।
	<b>ज्वलनशीलता-</b>		
2	कॉपर के तार पर कार्बनिक यौगिक को लगाकर ज्वाला में ले जाने पर	कार्बनिक यौगिक धुंम्रसहित ज्वाला के साथ जलता है।	दिया गया कार्बनिक यौगिक एरोमैटिक है।

**क्रियात्मक समूह परीक्षण**

**फेरिक क्लोराइड टेस्ट**

1	कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में 1-2 मिली० उदासीन FeCl <sub>3</sub> (फेरिक क्लोराइड) डालने पर	विलयन का रंग हरा या बैंगनी हो सकता है।	फिनॉलिक (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -OH) समूह उपस्थित है।
$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{FeCl}_3 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OFeCl}_2 + \text{HCl}$ <p>(Phenol) (Ferric chloride) (Phenoxyferric chloride) (Hydrochloric acid)</p>			नोट:- अभिक्रिया सादे पेज पर लिखा जाय।

**Liebermann Nitroso Test:-**

1	कार्बनिक यौगिक + ठोस NaNO <sub>2</sub> + तनु H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	नीला विलयन प्राप्त होता है।	
$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow[\text{NaNO}_3]{\text{dl. H}_2\text{SO}_4} \text{Blue Sol.} \longrightarrow \text{Red Sol.} \xrightarrow[\text{Heat}]{\text{NaOH}} \left[ \text{O}=\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}=\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}^- \right] \text{Na}^+$ <p>(Ethyl Alcohol) (Methyl propionate) (Water) (Sodium salt of Indophenol- Deep Blue)</p>			नोट:- अभिक्रिया सादे पेज पर लिखा जाय।
i.	उपरोक्त नीला विलयन + H <sub>2</sub> O	विलयन का रंग लाल हो जाता है।	
ii.	उपरोक्त लाल विलयन + NaOH	विलयन का रंग गहरा नीला हो जाता है।	फिनॉलिक (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -OH) समूह निश्चित है।

परिणाम : - दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक फिनॉलिक (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-OH) समूह है।

प्रयोग संख्या- 8

उद्देश्य(Object): दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना।

उपकरण (Apparatus): टेस्ट ट्यूब, बर्नर, बीकर, फिल्टर पेपर, इग्नीशन ट्यूब, त्रिपाद आदि।

क्रम सं०	प्रयोग	प्रेक्षण	निष्कर्ष
	<b>लिटमस पेपर परीक्षण</b>		
1	कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में नीला लिटमस पेपर विलयन में डूबने पर	लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है।	कार्बनिक यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। यह (-COOH) हो सकता है।
	<b>ज्वलनशीलता-</b>		
2	स्पैचुला पर रखकर कार्बनिक यौगिक को लगाकर ज्वाला में ले जाने पर	कार्बनिक यौगिक धुम्रसहित ज्वाला के साथ जलता है।	दिया गया कार्बनिक यौगिक एलिफैटिक है।

**क्रियात्मक समूह परीक्षण**

**सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट:-**

1	कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में NaHCO <sub>3</sub> (सोडियम बाई कार्बोनेट) डालने पर	तेजी के साथ CO <sub>2</sub> गैस निकलती है।	कार्बोक्सी (-COOH) समूह उपस्थित हो सकता है।
$\text{RCOOH} + \text{NaHCO}_3 \longrightarrow \text{RCOONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ <p>(carboxylic acid) (Sodium Bi Carbonate) (Sodium carboxelate) (Water) (Carbon Di Oxide)</p>			नोट:- अभिक्रिया सादे पेज पर लिखा जाय।

**ईस्टर टेस्ट:-**

1	कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन + C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH + सान्द्र H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + Δ	फलो जैसी गंध प्राप्त हुई।	कार्बोक्सी (-COOH) निश्चित है।
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow[110^\circ\text{C}]{\text{conc. H}_2\text{SO}_4} \text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_3 + \text{H}_2\text{O}$ <p>(Ethyl Alcohol) (Acetic acid) (Methyl propioante) (Water) (Fruiting Smell)</p>			नोट:- अभिक्रिया सादे पेज पर लिखा जाय।

परिणाम : - दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक कार्बोक्सी (-COOH) समूह है।

## प्रयोग संख्या- 9


**उद्देश्य:-** क्रिस्टलीय आक्सेलिक अम्ल का  $\frac{N}{10}$  नार्मलता का विलयन बनाइये, तथा इसकी सहायता से दिये गये अज्ञात सान्द्रता के पोटैशियम परमैंगनेट ( $\text{KMnO}_4$ ) विलयन की नार्मलता तथा सान्द्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो।

**आवश्यक उपकरण:-** आयतनी फलास्क, ब्यूरेट, स्टैण्ड, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, फनल, वॉच ग्लास, बर्नर, तार की जाली, धावन बोतल, रासायनिक तुला, बाट-बॉक्स, क्रिस्टलीय आक्सेलिक अम्ल का  $\frac{N}{10}$  नार्मलता सान्द्रता का लवण, सल्फ्यूरिक अम्ल, आसुत जल तथा पोटैशियम परमैंगनेट ( $\text{KMnO}_4$ ) का विलयन

**सिद्धान्त:-** आक्सेलिक अम्ल के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटैशियम परमैंगनेट मैग्नीज सल्फेट में आयनित हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया में आक्सेलिक अम्ल अपचायक तथा पोटैशियम परमैंगनेट ( $\text{KMnO}_4$ ) विलयन आक्सीकरण के रूप में कार्य करता है।

**सूचक:-** इस क्रिया में पोटैशियम परमैंगनेट ( $\text{KMnO}_4$ ) स्वयं सूचक का कार्य करती है।

**आण्विक समीकरण:-**



**प्रेक्षण(Observation):-**

1. तोलन नली का लगभग भार- 7.8 ग्राम
2. तोलन नली और आक्सेलिक अम्ल का संयुक्त भार - 9.7650 ग्राम
3. खाली तोलन नली का सही भार- 7.8842 ग्राम
4. आक्सेलिक अम्ल का भार - 1.8808 ग्राम

**प्रेक्षण सारणी (Observation table):-**

आक्सेलिक अम्ल के मानक विलयन के साथ अनुमापन

क्र० सं०	पिपेट द्वारा लिया गया आक्सेलिक अम्ल का आयतन( $V_1$ ) मिली० में	KMnO <sub>4</sub> विलयन से भरे ब्यूरेट का पाठ्यांक		KMnO <sub>4</sub> विलयन का प्रयुक्त हुआ आयतन ( $V_2$ )= (B-A) मिली० में	सुसंगत आयतन (औसत) ( $V_2$ ) मिली० में
		प्रारम्भिक(A) ml में	अन्तिम(B) ml में		
1	20	0	22.6	22.6	
2	20	0	22.4	22.4	22.4
3	20	0	22.4	22.4	

अज्ञात सान्द्रता के आक्सेलिक अम्ल के मानक विलयन के साथ अनुमापन

क्र० सं०		KMnO <sub>4</sub> विलयन से भरे ब्यूरेट का पाठ्यांक	KMnO <sub>4</sub> विलयन का प्रयुक्त हुआ

	पिपेट द्वारा लिया गया आक्सेलिक अम्ल का आयतन(V <sub>1</sub> ) मिली० में	प्रारम्भिक(A) ml में	अन्तिम(B) ml में	आयतन (V <sub>2</sub> )= (B-A) मिली० में	सुसंगत आयतन (औसत) (V <sub>2</sub> ) मिली० में
1	20	0	23.6	23.6	
2	20	0	23.5	23.5	23.5
3	20	0	23.5	23.5	

गणना:-

नोट- यह गणना सादे पेज पर करें।
<p>मानक ऑक्सेलिक अम्ल की सान्द्रता = <math>\frac{1.8808 \times 4 \times N}{63}</math></p> <p><b>KMnO<sub>4</sub> विलयन की सान्द्रता,</b></p> $V_1 S_1 (\text{ऑक्सेलिक अम्ल}) = V_2 S_2 (\text{KMnO}_4)$ <p>ऑक्सेलिक अम्ल की सान्द्रता = <math>\frac{1.8808 \times 4 \times N}{63}</math>      ऑक्सेलिक अम्ल का आयतन = 20 मिली०</p> <p>अज्ञात विलयन की सान्द्रता = ?      अज्ञात विलयन का आयतन = 22.4 मिली०</p> <p>समान विलयन का सूत्र-</p> $V_1 S_1 (\text{ऑक्सेलिक अम्ल}) = V_2 S_2 (\text{KMnO}_4)$ $S_2 = \frac{S_1 V_1}{V_2}$ $S_2 = \frac{\frac{1.8808 \times 4 \times N}{63} \times 20}{22.4} = \frac{1.8808 \times 4 \times N \times 20}{63 \times 22.4}$ $S_2 = \frac{150.464N}{1411.2} = 0.107N \text{ g/ml}$ <p><b>अज्ञात विलयन की सान्द्रता,</b></p> $V_1 S_1 (\text{ऑक्सेलिक अम्ल}) = V_2 S_2 (\text{KMnO}_4)$ $S_1 = \frac{S_2 V_2}{V_1}$ $S_1 = \frac{\frac{1.8808 \times 4 \times N \times 20}{63 \times 22.4} \times 23.6}{20} \Rightarrow \frac{1.8808 \times 4 \times N \times 20 \times 23.6}{20 \times 63 \times 22.4}$ $S_1 = \frac{1.8808 \times 4 \times N \times 20 \times 23.6}{20 \times 63 \times 22.4} = \frac{7.91 \times 63}{63} = 7.91 \text{ g/ml}$

परिणाम:- दिये गये की सान्द्रता 7.91 ग्राम प्रति लीटर है।

सावधानियों:-

1. ब्यूरेट और पिपेट को उन विलयनों से भरे जिन्हें उनमें लिया जाना चाहिए।
2. कोनिकल फ्लास्क में प्रयोगिक विलयनों से प्रक्षालित न करें।
3. ब्यूरेट में यदि वायु के बुलबूले हों तो, उन्हें निकाल दें।
4. टूटी हुई नोजल वाले ब्यूरेट और पिपेट का कभी प्रयोग न करें।
5. पिपेट का द्रव खींचते समय इसका निचला भाग द्रव में डूबा होना चाहिए।